

Jednorázové skalpely přispívají k vyšší bezpečnosti personálu. Jsou dostupné již v Česku i na Slovensku.

Tisková zpráva
16. srpna 2022

Každý rok se v českých nemocnicích zraní při manipulaci s ostrými předměty stovky zdravotníků. Z důvodu zajištění větší bezpečnosti personálu přechází Skupina B. Braun na jednorázové bezpečnostní skalpely s výsuvnou čepelí. „Tyto skalpely se již používají v Německu a výsledky jsou výborné. Riziko poranění skalpelem tato bezpečnostní novinka výrazně snižuje,“ říká MUDr. Alan Munteanu, člen vedení Skupiny B. Braun.

K poranění ostrým předmětem dochází v případě skalpelů v důsledku předávání a manipulace při invazivním výkonu a nemůže mu zabránit ani při dodržení všech bezpečnostních pravidel a maximální opatrnosti. Může jít o situace na operačním sále, ale také na urgentním příjmu, na ambulanci nebo na oddělení. „**Hlavním rizikem není přitom samotné poranění, ale především přenos infekce. Obecně platí, že při poranění kontaminovaným nástrojem se infekce šíří v jednom ze tří případů u hepatitidy B, v jednom ze třiceti případů u hepatitidy C a v jednom ze tří set případů u HIV. To rozhodně nejsou zanedbatelná čísla,**“ upozorňuje Alan Munteanu.

MANIPULACE SKALPELEM JEDNOU RUKOU

Dosud operační týmy používaly klasické skalpely. Buď takové, které se sterilizují celé, nebo s kovovou rukojetí z chirurgické oceli s vyměnitelnými čepelkami. Jednorázové skalpely jsou převratné ve smyslu celkového jednorázového použití. „**Proti aktuálně používaným skalpelům mají tyto jednorázové nástroje spoustu nesporných výhod. Manipulace při otevírání a zavírání neboli vysunutí a zasunutí čepelky skalpelu jednou rukou je velmi snadná. Aktivace bezpečnostního mechanismu, který znemožňuje samovolný výsuv čepelky skalpelu, je proveditelná jednou rukou a ochrana čepelky je průhledná, díky čemuž je pozice čepelky vždy viditelná,**“ popisuje manažer chirurgických nástrojů B. Braun Mgr. Lubomír Vích.

Bezpečnostní skalpely jsou používány stejným způsobem jako standardní skalpel na jedno použití. Jednorázové bezpečnostní skalpely B. Braun navíc nekladou žádné speciální požadavky na jejich užití. Jsou kompatibilní pro praváky i leváky a součástí skalpelů už není nadále žádný plastový uzávěr pro ochranu čepelky. V neposlední řadě jednorázové skalpely splňují veškeré přísné německé požadavky TRBA 250 směrnice 2010/32/EU. Samozřejmostí je absence ftalátů a latexu ve výrobku.

NEMOCNICE MUSÍ BÝT BEZPEČNÝM MÍSTEM

Podle výsledků studie¹ provedené pracovní skupinou Aesculap Akademie Bezpečnost personálu pod záštitou České asociace sester označilo manipulaci s ostrými předměty ve zdravotnictví za rizikovou činnost 97,2 % zaměstnanců nemocnic a 95 % studentů. Jako nejvíce rizikové chování při manipulaci s ostrými předměty bylo shodně zaměstnanci nemocnic i studenty označeno vrácení

krytů na jehly a nevhodná likvidace ostrých zdravotnických nástrojů jako kontaminovaného odpadu. Významným aspektem, který respondenti označili jako příčinu poranění ostrým předmětem, byl stres, nedostatek času, nedodržování standardů či nespolupracující pacient. „**Nemocnice musí být bezpečným místem pro pacienty i pro personál. Pandemie koronaviru otázku přenosu infekcí prostřednictvím poranění ostrými předměty ještě zintenzivnila. Pevně věříme, že se zdravotníci s novými skalpely sžijí a ocení naši snahu o jejich větší bezpečnost,**“ uzavírá MUDr. Alan Munteanu.

¹ Celé znění studie: <https://bezpecnostpersonalu.cz/temata/poraneni-ostrymi-predmety/>

Více o B. Braun

Koncern B. Braun působí na celosvětovém trhu přes 180 let a dnes patří k největším výrobcům zdravotnických produktů na světě. Hlavní sídlo je v německém Melsungenu, pobočky má v 64 zemích světa. Skupinu B. Braun CZ/SK tvoří B. Braun Medical (dodavatel zdravotnických prostředků), B. Braun Avitum (provozovatel dialyzačních středisek, odborných ambulancí a domovů pro osoby se zdravotním postižením) a Aesculap Akademie (mezinárodní vzdělávací instituce). Skupina B. Braun v České a Slovenské republice působí od roku 1993 a zaměstnává více než 900 lidí. Charitativní projekt B. Braun pro život podporuje vybrané neziskové organizace i jednotlivce. Patronem projektu je český paralympionik David Drahonínský.

Kontakt na Skupinu B. Braun CZ/SK

Lucie Kocourková | tisková mluvčí
Mobil +420-602 167 024 | lucie.kocourkova@bbraun.com
www.bbraun.cz