



www.actreen.cz

„S Actreen
žiji naplno!“

Přehled katétrů Actreen[®] a příslušenství

Actreen® Hi-Lite Cath

Actreen® Hi-Lite Set

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATÉTRŮ A KATÉTRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

- Maximálně bezpečný a ekologicky šetrný katétr
- Snadné zavádění, složitelnost, nezalamuje se
- Připraven ihned k použití
- Garance lubrikace katétru 60 min od jeho otevření
- Sběrný močový sáček s kapacitou 1l a s anti-refluxní chlopní
- Lehký a skladný
- Diskrétní balení



Diskrétní pouzdro je součástí
každého balení (mimo velikosti CH18)




Lubrikační vlastnosti
zůstávají zachovány
v teplotním rozmezí
- 20 až + 55 °C

Garance
lubrikace
60 min
od otevření



Hladké otvory
na konci katétru



Actreen® Hi-Lite Cath

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 41	CH 08	2,7	238108U	30	5004485
	CH 10	3,3	238110U		5004486
	CH 12	4,0	238112U		5004487
	CH 14	4,7	238114U		5004488
	CH 16	5,3	238116U		5004489
 Nelaton 41	CH 08	2,7	238208U	30	5004480
	CH 10	3,3	238210U		5004481
	CH 12	4,0	238212U		5004482
	CH 14	4,7	238214U		5004483
	CH 16	5,3	238216U		5004484
 Nelaton 20	CH 06	2,0	238306U	30	5004474
	CH 08	2,7	238308U		5004475
	CH 10	3,3	238310U		5004476
	CH 12	4,0	238312U		5004477
	CH 14	4,7	238314U		5004478
	CH 16	5,3	238316U	5004479	

Actreen® Hi-Lite Set

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 37	CH 10	3,3	242110U	30	5004526
	CH 12	4,0	242112U		5004527
	CH 14	4,7	242114U		5004529
	CH 16	5,3	242116U		5004530
	CH 18	6,0	242118U		5004531
 Nelaton 37	CH 10	3,3	242210U	30	5004524
	CH 12	4,0	242212U		5004525
	CH 14	4,7	242214U		5004729
	CH 16	5,3	242216U		5004731
	CH 18	6,0	242218U		5004733

Actreen® Mini Cath

Actreen® Mini Set

POTAHOVANÉ MOČOVÉ KATÉTRY S OCENĚNÝM REVOLUČNÍM DESIGNEM SPECIÁLNĚ PRO ŽENY

- Maximálně bezpečný, diskrétní katétr v délce pouhých 9 cm
- Ekologicky šetrný
- Okamžitě k použití bez nutnosti další aktivace, kdykoliv a kdekoliv
- Diskrétní pouzdro jako součást každého balení
- Designový močový katétr
- Anti-refluxní chlopeň
- Sběrný močový sáček o objemu 700 ml



Lubrikační vlastnosti
zůstávají zachovány
v teplotním rozmezí
-20 až + 55 °C

Garance
lubrikace
60 min
od otevření

Hladké otvory
na konci katétru



Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Nelaton 9	CH 08	2,7	228008U	30	5011414
	CH 10	3,3	228010U		5004473
	CH 12	4,0	228012U		5004508
	CH 14	4,7	228014U		5004509
	CH 16	5,3	228016U		5011413
Nelaton 9 Set	CH 10	3,3	239010U	30	5004532
	CH 12	4,0	239012U		5004533
	CH 14	4,7	239014U		5004534

Actreen® Glyc Set

UNIKÁTNÍ UZAVŘENÝ SYSTÉM PRO CÉVKOVÁNÍ




Katétr

- Lubrikovaný močový katétr
- Tiemann - Nelaton
- 25 a 50 cm
- Sterilní balení

Sběrný sáček

- Antirefluxní chlopeň
- Kalibrováný od 50 do 1250 ml






Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 50 Set	CH 08	2,7	226108U	30	5004518
	CH 10	3,3	226110U		5004519
	CH 12	4,0	226112U		5004520
	CH 14	4,7	226114U		5004522
	CH 16	5,3	226116U		5004523
 Nelaton 50 Set	CH 08	2,7	226208U	30	5004723
	CH 10	3,3	226210U		5004727
	CH 12	4,0	226212U		5004511
	CH 14	4,7	226214U		5004510
	CH 16	5,3	226216U		5004515
	CH 18	6,0	226218U		5004516
 Nelaton 25 Set	CH 06	2,0	226306U	30	5004512
	CH 08	2,7	226308U		5004721
	CH 10	3,3	226310U		5004725
	CH 12	4,0	226312U		5004728
	CH 14	4,7	226314U		5004513
	CH 16	5,3	226316U		5004514

Actreen® Lite Cath

LUBRIKOVANÝ MOČOVÝ KATÉTR

- Tiemann - Nelaton
- 20 a 45 cm
- Sterilní balení






Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 45	CH 08	2,7	228108U	30	5004502
	CH 10	3,3	228110U		5004503
	CH 12	4,0	228112U		5004504
	CH 14	4,7	228114U		5004505
	CH 16	5,3	228116U		5004506
	CH 18	6,0	228118U		5004507
 Nelaton 45	CH 08	2,7	228208U	30	5004491
	CH 10	3,3	228210U		5004492
	CH 12	4,0	228212U		5004493
	CH 14	4,7	228214U		5004494
	CH 16	5,3	228216U		5004490
	CH 18	6,0	228218U		5004495
 Nelaton 20	CH 06	2,0	228306U	30	5004496
	CH 08	2,7	228308U		5004497
	CH 10	3,3	228310U		5004498
	CH 12	4,0	228312U		5004499
	CH 14	4,7	228314U		5004500
	CH 16	5,3	228316U		5004501

Nepotahované močové katétrý

- Tiemann - Nelaton
- Barevně značené trychtýřovité konce
- 18 a 40 cm
- Sterilní balení



Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 40	CH 08	2,7	4500200	100	5004870
	CH 10	3,3	4500201		5004873
	CH 12	4,0	4500202		5004874
	CH 14	4,7	4500203		5004875
	CH 16	5,3	4500204		5004876
	CH 18	6,0	4500205		5004871
	CH 20	6,7	4500206		5004872
 Nelaton 40	CH 08	2,7	4500207	100	5004857
	CH 10	3,3	4500208		5004858
	CH 12	4,0	4500209		5004859
	CH 14	4,7	4500210		5004860
	CH 16	5,3	4500211		5004861
	CH 18	6,0	4500212		5004862
	CH 20	6,7	4500213		5004863
 Nelaton 18	CH 08	2,7	4500214	100	5004864
	CH 10	3,3	4500215		5004865
	CH 12	4,0	4500216		5004866
	CH 14	4,7	4500217		5004867
	CH 16	5,3	4500218		5004868
	CH 18	6,0	4500219		5004869

Uro-Tainer®

PROPLACHOVÝ SYSTÉM PRO MOČOVÉ KATÉTRY

- Prevence a léčba inkrustací a močové infekce
- Sterilní jednorázový systém, připravený k přímému použití

Úhradový limit: 15 ks za měsíc, úhrada pojišťovny 50%



Typ	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Suby G (Kyselina citrónová 3,23%)	FB99839	10x 100 ml sáčky	5004831
Chlorid sodný (NaCl 0,9%)	FB99833	10x 100 ml sáčky	5004830
Chlorid sodný M (NaCl 0,9%)	FB99853	10x 100 ml sáčky	-
PHMB (0,02 % Polihexanide)	FB99965	10 x 100 ml sáčky	-

Urimed B'Bag

- Jímací sběrný sáček
- Délka hadice 90 cm, objem 2 l
- Antirefluxní chlopeň
- Křížový vypustný ventil
- Závěsné příslušenství je součástí balení

Urimed Bag Plus

- Objem 500 ml
- Hadička 60 cm

Urimed Tribag Plus

- Tříkomorový sáček pro pohodlné nošení na noze
- Objem 800 ml
- Hadička 60 cm

Úhradový limit: 15 ks za měsíc

Úhradový limit pacienti s nefrostomií: 20 ks za měsíc



Typ	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Urimed B'Bag	29451	30	5007149
Urimed Bag Plus	28501A	10	5004471
Urimed Tribag Plus	28305	10	5004472

Níže uvedené produkty jsou zdravotnické prostředky.

Před použitím každého z uvedených zdravotnických prostředků si prosím pečlivě přečtěte návod k použití a informace o bezpečném používání zdravotnického prostředku; mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.

U zdravotnických prostředků, k nimž není přiložen návod (neboť není vyžadován právními předpisy), si prosím pečlivě přečtěte informace na obale takového zdravotnického prostředku; mohou obsahovat údaje o rizicích spojených s jeho používáním.

Actreen® Hi-Lite Set Nelaton/Tieman je sterilní předlubrikovaná sada ihned k použití s antirefluxním ventilem pro intermitentní močovou katetrizaci. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical S.A.S., se sídlem na adrese Rue Armengaud 26, 92210 Saint-Cloud, Francie.

Actreen® Hi-Lite Cath Nelaton/Tiemann je sterilní lubrikovaný močový katétr (cévka) pro intermitentní cévkování močového měchýře, připravený k okamžitému použití. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical S.A.S., se sídlem na adrese Rue Armengaud 26, 92210 Saint-Cloud, Francie.

Actreen® Mini Set intermitentní urologické katétrů jsou určeny pro intermitentní močovou katetrizaci u žen s chronickou močovou retencí nebo potížemi s vyprazdňováním. Actreen® Mini Set je sterilní, lubrikovaný katétr, připravený k okamžitému použití, napojený na sběrný sáček s antirefluxním ventilem. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical S.A.S., se sídlem na adrese Rue Armengaud 26, 92210 Saint-Cloud, Francie.

Actreen® Mini Cath je sterilní lubrikovaný močový katétr (cévka) pro intermitentní cévkování. Je koncipován speciálně pro ženy a připraven k okamžitému použití. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical S.A.S., se sídlem na adrese Rue Armengaud 26, 92210 Saint-Cloud, Francie.

Actreen® Glys Set Nelaton/Tiemann sterilní močový set určený k okamžitému použití pro jednorázovou katetrizaci. Skládá se z katetru s navhčným koncem, který je připojen k močovému sáčku se stupnicí. Integrovaný antirefluxní ventil zabezpečuje, aby se moč nedostávala zpět do katetru. Díky postrannímu otvoru může být poté sáček vyprázdněn. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical S.A.S., se sídlem na adrese Rue Armengaud 26, 92210 Saint-Cloud, Francie.

Nelaton pánský 40 cm je močový nepotahovaný katétr. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je Continence Care ApS se sídlem na adrese Islevdalvej 184, 2610 Rødovre, Dánsko.

Tiemann pánský 40 cm je močový nepotahovaný katétr. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je Continence Care ApS se sídlem na adrese Islevdalvej 184, 2610 Rødovre, Dánsko.

Nelaton dámský 18 cm je močový ženský katétr. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je Continence Care ApS se sídlem na adrese Islevdalvej 184, 2610 Rødovre, Dánsko.

Urimed® B Bag je močový sběrný sáček s antireflexním ventilem. Výpustný. 1 postelní fixace přiložena. Nesterilní. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je Tecnoclinic S.A se sídlem na adrese Ctra. Prats de Lluçanes Km.2,3 Pol. Indl. La Llanera, E-08208 SABADELL (Barcelona), Španělsko.

Urimed® Bag Plus je močový sáček pro upevnění na stehno, 500 ml, nesterilní, s chlopní. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je Conod Medical Co., Limited se sídlem na adrese No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Gulí Town, 215532 Changshu City, Jiangsu Province, Čínská lidová republika.

Urimed® Tribag Plus je sběrný sáček na moč, připojení na dolní končetinu – lýtko, 800 ml, sterilní. Zdravotnický prostředek. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je Conod Medical Co., Limited se sídlem na adrese No. 11 Hongfeng Road, Baimao Industrial Park, Gulí Town, 215532 Changshu City, Jiangsu Province, Čínská lidová republika.

Uro-Tainer® 0,9 % NaCl / Suby G jsou udržovací roztoky pro dlouhodobě zavedené uretrální a suprapubicke katétrů. Jedná se o sterilní zdravotnické prostředky bez endotoxinů připravené k použití ve vácích bez obsahu PVC s následujícím účelem: a) Uro-Tainer® 0,9 % NaCl: Pro běžné proplachování katetrů (odstranění malých krevních sraženin, tkáně, tkáňové drtě). b) Uro-Tainer® Suby G: Rozpuštění inkrustace. Výrobce uvedených zdravotnických prostředků je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Uro-Tainer® M 0,9 % NaCl je udržovací roztok pro uretrální a suprapubicke katétrů. Uro-Tainer® M 0,9% NaCl je roztok pro intravezikální instilaci léčiv, jako jsou antibiotika, dezinficiencia, cytotoxické látky, antimykotika, kortikosteroidy, atd. přes dlouhodobě zavedený močový katétr na jedno použití. Jedná se o sterilní zdravotnické prostředky bez endotoxinů připravené k použití ve vácích bez obsahu PVC. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Uro-Tainer® PHMB 0,02 % Polihexanide je udržovací roztok pro dlouhodobě zavedené uretrální a suprapubicke katétrů. Zdravotnický prostředek. Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% se používá na běžnou dekolonizaci katétrů (odstranění bakterií). Uro-Tainer® Polihexanide 0,02% je jednorázový systém připravený k použití. Skládá se ze sáčku neobsahujícího PVC, který obsahuje 100 ml sterilního roztoku, ohebné hadičky se svorkou, a sterilní univerzální spojky chráněné plastovou krytkou s těsněním zajištěným proti nežádoucí manipulaci. Systém je zabalen v ochranné plastové obálce. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG se sídlem na adrese Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Pomáháme tam, kde je potřeba

Spolupracujeme s neziskovými a odbornými společnostmi. Ambasadory projektu B. Braun pro život se stali Kateřina Antošová a David Drahonínský, jejichž příběhy a touha bojovat a nevzdávat se jsou nesmírně inspirující nejen pro ty, které postihl podobný osud.

V době, kdy David Drahonínský na paralympiádě v Londýně stál na stupních vítězů a osmdesát tisíc diváků na stadionu mu tleskalo, Kateřina Antošová ležela v nemocnici. Lékaři jí operovali páteř, a ona nevěděla, zda se ještě někdy bude vůbec hýbat. Na paralympiádu v brazilském Riu de Janeiru (2016) a do japonského Tokya (2021) už letěli bojovat o medaile oba. Jsou pro nás velikou inspirací.

David Drahonínský se paralympiády účastní od roku 2008, kdy získal v Pekingu v lukostřelbě svoje první zlato. V Londýně (2012) pak vystřílel stříbro. Z Rio de Janeira (2016) si nakonec přivezl stříbro a k tomu bronzovou medaili ze smíšených dvojic. A v Tokyu (2021) získal zlato za jednotlivce a stříbro ze smíšených dvojic.

Kateřina Antošová sedla poprvé na handbike v roce 2012. „Tenkrát mi přišlo jako nesmysl, že bych na tom drahém stroji vůbec byla schopná závodit. Nebyla jsem typ zrozený pro cyklistiku. Ale rozhodla jsem se do toho jít na plné pecky.“ Kateřina má za sebou účast na paralympiádě v Brazílii a v Japonsku. Z Rio de Janeira is odvezla deváté místo. V Tokyu potvrdila svou skvělou formu získáním 5. místa v časovce a 6. místa v silničním závodě.



Odborné ambulance B. Braun Plus
doporučují Kateřina Antošová a David Drahonínský



ZELENÁ HVĚZDA

Váš dodavatel zdravotnických prostředků

www.zelenahvezda.cz



Actreen linka B. Braun

+420-777 363 343

Informační linka pro cévkující se pacienty

Provoz patientské linky ve všední dny v čase 9–16 hod.

B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz