

Flexima® 3S Uro

Bezpečnost v pohybu

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Nejnovější generace dvoudílného urostomického mechanického systému

Jednoduchá aplikace


- Intuitivní nalepení na základě tří jednoduchých kroků (obr. 1)
- Tři možnosti polohy sáčku v závislosti na konfiguraci těla (obr. 2)

Bezpečnost


- Zvýšená ochrana proti prosaku mezi podložkou a sáčkem díky inovativnímu spojení
- Přídavná pojistka se slyšitelným zaklapnutím zajišťuje vysoký pocit bezpečí
- Možnost fixace páskem ve třech pozicích

Poddajnost

- Minimální tlak na břišní stěnu díky poddajné přírubě při aplikaci
- Flexibilita po nasazení sáčku na podložku
- Vysoká diskretnost




Obr. 1







Obr. 2

Flexibilní podložka dokonale přilne k tělu a kopíruje jeho kontury

Sáček je vybaven bezpečným vypouštěcím systémem s možností napojení na další sběrné močové sáčky



	Název výrobku	Velikost	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® 3S - ploché podložky	45	15-30	5	936415U	5004605
			20	5	936420U	5004606
			25	5	936425U	5004607
			30	5	936430U	5004608
		55	15-40	5	936515U	5004609
			35	5	936535U	5004610
			40	5	936540U	5010644
		65	15-50	5	936615U	5004611
			45	5	936645U	5004612
80	5		936815U	5004613		
	Flexima® 3S Convex - konvexní podložky	45	15-26	5	937415U	5004616
			55	5	937515U	5004750
			65	5	937615U	5004751

	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® 3S High Flow - výpustné sáčky	<input checked="" type="checkbox"/>	Midi	970	55	30	933055U	5004638
				940	65	30	933065U	5004637
				900	80	30	933080U	5004641
		<input type="checkbox"/>	Midi	970	55	30	933155U	5004639
				940	65	30	933165U	5004640
				900	80	30	933180U	5004642
	Flexima® 3S Uro - urostomické sáčky	<input checked="" type="checkbox"/>	Midi	675	45	30	934045U	5004666
				635	55	30	934055U	5004667
				620	65	30	934065U	5004668
		<input type="checkbox"/>	Midi	675	45	30	934145U	5004669
				635	55	30	934155U	5004670
				620	65	30	934165U	5004671

Běžové s náhledovým okénkem

Běžové

Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Flexima® 3S je dvoudílný mechanický systém pro pacienty s enterostomií nebo urostomií. Zdravotnický prostředek. Dvoudílný systém se skládá z ploché nebo konvexní podložky s ochranou kožního krytu a kroužkem na připevnění sáčku. Druhy sáčků: uzavřené (kolostomie), výpustné s integrovanou měkkou svorkou typu „Roll-Up“ nebo s vypouštěcím systémem „High-Flow“, ke kterému lze napojit další sběrný sáček „Flow Collector“ (ileostomie), urostomické s vypouštěcím uzávěrem s napojením na další sběrné močové systémy (urostomie). Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.