

Flexima® Uro Silk

Jednodílná řada stomických pomůcek pro urostomie

- Jednodílný stomický systém pro urostomiky
- Podložka ve tvaru květu se přizpůsobí přirozeným záhybům kůže
- Vysoká diskrétnost
- Ventil proti zpětnému proudu moči
- Unikátní vypouštěcí kohout (vysoké zabezpečení, vysoký komfort, snadná manipulace)
- Univerzální konektor pro připojení nočních sáčků na moč

Sáček je vybaven bezpečným vypouštěcím systémem s možností napojení na další sběrné močové sáčky



Zavřený



Otevřený



Konektor



Přímé napojení
do sběrného sáčku



	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® Uro Silk - urostomické sáčky	<input checked="" type="checkbox"/>	Midi	630	12-55	30	044914U	5004573
		<input type="checkbox"/>	Midi	630	12-55	30	044913U	5004572
	Lze napojit na sběrný systém Urimed B'Bags							
	Flexima® Uro Silk Convex - konvexní urostomické sáčky	<input type="checkbox"/>	Midi	615	15-35	10	44917U	5004574
	Lze napojit na sběrný systém Urimed B'Bags							

Běžové s náhledovým okénkem

Běžové

Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovami.

Flexima® Uro Silk jsou jednodílné výpustné sáčky pro urostomie, s rovnou nebo konvexní podložkou pro kompletní ochranu pokožky. Zdravotnický prostředek, jehož výrobcem je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.