

## „Double J“ katetry pro vnitřní drenáž močových

### Urecath® set

- Oba konce pig-tail
- Zavaděč s umělohmotným povrchem
- Poziční objímka a svorka
- Karta pro pacienta

### Pig-tail katetr z Certonu

- RTG kontrastní s adekvátní elasticitou
- Excelentní tkáňová kompatibilita a nízká tendence ke vzniku inkrustací
- Drenážní otvory v celém průběhu pig-tailového zakřivení
- Barevné kalibrační značky každých 5 cm v rovné části katetru



Název výrobku	Kusů v bal.	Katalog. č.	SUKL kód
Urecath® – Tiemannův hrot, CH 6, 20 cm	10	4431057	0029704
Urecath® – Tiemannův hrot, CH 6, 25 cm	10	4431073	0029704
Urecath® – Tiemannův hrot, CH 6, 27,5 cm	10	4431081	0029704

Urecath® jsou ureterální soupravy k retrográdnímu a antegrádnímu vnitřnímu dlahování. Zdravotnický prostředek. Indikace: Mětnání moči v ledvinách na základě obstrukce, zúžení močového, uzavření močového, podpora při ESWL při kamenech >25 mm, ochrana při ozařování, po operacích močového. Kontraindikace: Zúžení močového (při retrográdní technice), kontrahovaný močový měchýř, cystitida, pyurie, otoky, píštěl močového měchýře. Rizika: Při nesprávné manipulaci může dojít k perforaci močového, ledvinné pánvičky, popř. kalicha. Vyskytne-li se odpor během posouvání zavaděče nahoru, je nutno šetrnými opatřeními zjistit, zda je další zavádění možné. Násilné posouvání vodiče nahoru nebo dolů může vést k perforaci močového nebo dalších orgánů. Inkrustace, dislokace a ledvinové kameny mohou vést k nedostatečné funkci nebo nefunkčnosti protězy. Další komplikací mohou být bolesti v tříslech, dráždění cizího tělesa v ledvině a měchýři, polakisurie, vzestupná infekce. Bezpečné použití je možné zaručit pouze v případy doby zavedení pod 30 dní. Výrobce těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnických prostředků a další důležité informace.