

Ureofix® 112 Plus

DRENÁŽNÍ A SBĚRNÉ MOČOVÉ SYSTÉMY

Uzavřený sběrný močový systém

- Transparentní kapková komůrka a antirefluxní chlopeň
- Výpustný systém ve spodní části sáčku s uzávěrem k prevenci dekontaminace
- Integrovaný odběrový port v úrovni konektoru
- 2l sterilní odzdušněný sběrný sáček
- Spojovací hadice délky 110 cm s posuvnou a fixační svorkou
- Antibakteriální kapková komůrka s ochrannou membránou
- Jeden pár sterilních rukavic bez obsahu latexu – k hygienické výměně setu



Název výrobku	Kusů v bal.	Katalog. č.	SUKL kód
Ureofix® 112 Plus – sběrný systém, sáček s výpustí, 2 l/110 cm	25	28431S	-

Ureofix® 112 Plus je sběrný močový sáček 2000ml, sterilní, pro připojení na sběrné močové systémy, s kapkovou komůrkou, antirefluxní chlopní a rukavicemi. Zdravotnický prostředek, jehož výrobcem je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.