

# Ureofix® 500 Klasik

## SYSTÉMY PRO MĚŘENÍ HODINOVÉ DIURÉZY



### Uzavřený systém pro měření hodinové diurézy

- Exaktní sledování s přesnou stupnicí
- Minimalizováno riziko vzniku infekce díky kompletnímu systému kapkové komůrky – tzv. suchá cesta mezi spojovací hadicí a měřicí komorou
- Vylepšené vyprazdňování měřicího kontejneru
- Latex free – žádné nepříznivé reakce
- Rozšířená přesná stupnice měřicí komory
- Pasteurova komůrka se vzduchovým ventilem a s antirefluxní chlopní
- Napojení hadice pod úhlem 45° zabraňuje jejímu zalomení, posuvná svorka
- Odběrový port, univerzální konektor
- Měřicí komory:
  - přesné měření od 0 do 50 ml a od 50 do 150 ml
  - celkové měření do 500 ml
- Snadné a bezpečné zavěšení – integrovaný háček, dva fixační pásy
- Sběrný sáček je pevně spojen s kontejnerem bajonetovým mechanismem

Název výrobku	Kusů v bal.	Katalog. č.	SUKL kód
Ureofix® 500 Klasik – set, výměnný sáček 1,5 l/120 cm	10	4417910	-
Ureofix® 500 Klasik – set, sáček s výpustí a antiruf. ventilem 2 l/120 cm	10	4417930	-
Ureofix® 500 Klasik – set, sáček s výpustí a antiruf. ventilem 2 l/170 cm	10	4417940	-
Ureofix® – náhradní sáček s posuvnou svorkou 1,5 l	100	4417535	-
Ureofix® – náhradní sáček s posuvnou svorkou 3,5 l	100	4417543	-
Ureofix® – náhradní sáček s výpustí a antireflux. ventilem 2 l	100	4417551	-

Ureofix® 500 Klasik je uzavřený systém pro měření moči. Zdravotnický prostředek, jehož výrobcem je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.